

le Kit d'adaptation pour votre fauteuil roulant ¹

Législation européenne concernant l'installation d'un système d'arrimage sur un fauteuil roulant

La directive européenne sur les équipements médicaux stipule que les dispositifs médicaux marqués CE, qui sont spécialement adaptés en dehors des spécifications du fabricant, deviennent ainsi des dispositifs médicaux personnalisés et le marquage CE doit être retiré.

Quiconque personnalise un dispositif médical marqué CE au-delà des spécifications du fabricant, est responsable de la qualité, de la sécurité et des performances de l'équipement en devenant lui-même le fabricant responsable d'un dispositif médical personnalisé.

Si la notice d'utilisation et d'installation du fabricant de fauteuil roulant est respectée lors de l'installation du système d'arrimage Dahl, le marquage CE du fabricant de fauteuil roulant reste en place.

Les manuels de tous les fauteuils roulants portant le marquage CE avec le système d'arrimage Dahl peuvent être téléchargés à partir de notre site Web.

MARQUE ET MODÈLE du fauteuil roulant	Montage standard possible de la semelle de verrouillage sur le fauteuil roulant	Kit Dahl Engineering disponible pour une adaptation en rétrofit	Kit fabricant de fauteuil disponible pour une adaptation en rétrofit	Adaptation NON disponible en rétrofit. Option usine possible uniquement à la commande du fauteuil roulant.	Compatible avec VarioDock™
Alu Rehab Netti Mobile D1		#501822			✓
Baldertech Finesse			Balder#HP20071413		✓
Baldertech Junior			Balder#HP20071413		✓
Degonda T4 2x2		#503213			✓
Degonda T4 Compact		#503213			✓
Degonda T4 X-Panda		#503213			✓
Dietz Power Sango F			Dietz#5000062		✓
Dietz Power Sango M			Dietz#5000062		✓
Dietz Power Sango R			Dietz#5000062		✓
Dietz Power Sango Slimline M			Dietz#5001160		✓
Invacare AVIVA RX				Invacare #SP1653422	✓
Invacare FDX					✓
Invacare Storm4				#ATZ1450	✓
Invacare Storm4 Xplore				#ATF1450	✓
Invacare TDX SP2 (WB)				#SP1564843	✓
Invacare TDX SP2 (NB)				#SP1564807	✗
Invacare TDX SP II MBL Tilt-Lifter (WB)				#SP1564843	✓
Invacare TDX SP II MBL Tilt-Lifter (NB)				#SP1564807	✗
Karma Leon FWD Versus			Karma#191700000061		✓
Karma EVO Altus / Lectus-LR		#503194			✓
Karma Medical Leon RWD			Karma#151200000023		✓
Karma Medical Morgan			Karma#4020169		✓
Karma Mid Lectus		#503339			✓
Medema MC 1122	✓				✓
Medema MC 1124		#502378			✗
Meyra i-Chair Mc3			Meyra#1079817		✓
Meyra Orbit 1.618		#503657			✓
Neatech EVO 1		#503340			✓
Neatech EVO 3		#502210			✓
New Live Magix			NewLive MA.O.P.01. AC.Z.800003		✓
NHD LS 300		#503341			✓
Otto Bock Juvo B4 RWD		#503184			✓
Otto Bock Juvo B5/B6 FWD		#503261			✓
Otto Bock Juvo B5/B6 MWD		#503261			✓
Otto Bock Juvo B5/B6 RWD		#503261			✓
Paravan Heavy Duty			Paravan#33187		✓
Paravan PR 50			Paravan#33187		✓

* La préparation pour accueillir la station d'arrimage Dahl est disponible de série, mais renseignez-vous auprès de Permobil pour connaître la disponibilité dans votre pays.

le Kit d'adaptation pour votre fauteuil roulant ¹

MARQUE ET MODÈLE du fauteuil roulant	Montage standard possible de la semelle de verrouillage sur le fauteuil roulant	Kit Dahl Engineering disponible pour une adaptation en rétrofit	Kit fabricant de fauteuil disponible pour une adaptation en rétrofit	Adaptation NON disponible en rétrofit. Option usine possible uniquement à la commande du fauteuil roulant.	Compa- tible avec VarioDock ™
Paravan Piccolino			Paravan#33187		✓
Permobil C400		#502215			✓
Permobil F3 Corpus	✓*				✓
Permobil F5 Corpus	✓*				✓
Permobil F5 Corpus VS	✓*				✓
Permobil M3 Corpus*	✓				✓
Permobil M5 Corpus*	✓				✓
Qimova PE		#502185			✓
Roltec Boa 2		#503342			✓
Roltec Moveo		#501819			✓
Roltec Viper			Roltec#70658		✓
Roltec CT4 RWD / Vision			Roltec#70658		✓
Scout Mobility X10 FWD		#503366			✓
Scout Mobility X10 MWD		#503366			✓
Scout Mobility X10 RWD		#503366			✓
SKS Swiss Viva Grand			SKS#22.0218		✓
SKS Swiss Viva Grand M		#503342			✓
Sunrise Medical Q100 R		#503259			✓
Sunrise Medical Q200 R		#503259			✓
Sunrise Medical Q400 F		#501798			✓
Sunrise Medical Q400 M		#501798			✓
Sunrise Medical Q500 F		#501798			✓
Sunrise Medical Q500 H		# 501798			✓
Sunrise Medical Q500 M		#501798			✓
Sunrise Medical Q500 R		#501798			✓
Sunrise Medical Q700 M		#503683			✓
Sunrise Medical Q700 R		#501798			✓
Sunrise Medical QUICKIE Salsa M2 & Salsa Mini 2		#501798			✗
Sunrise Medical QUICKIE Salsa R2		#501756			✓
TA Service IQ RWD			TA #97189		✓
TA Service IQ FWD			TA #97189		✓
TA Service IQ MWD			TA #97189		✓
TA Service Indoor Wave			TA #95255		✓
Vela Blues 300			Vela #926425		✓
Wolturnus A-Run				Wolturnus #20778	✓
Wolturnus Rex 350				Wolturnus #20779	✓
Wolturnus W5				Wolturnus #20776 or 20777	✓

le Kit d'adaptation pour votre fauteuil roulant ¹

FAUTEUIL ROULANTS RETIRÉS DE PRODUCTION Marque et modèle	Montage standard possible de la semelle de verrouillage sur le fauteuil roulant	Kit Dahl Engineering disponible pour une adaptation en rétrofit	Kit fabricant de fauteuil disponible pour une adaptation en rétrofit	Adaptation <u>NON</u> disponible en rétrofit. Option usine possible uniquement à la commande du fauteuil roulant.
ETAC Balder Move FWD				
ETAC Balder Move RWD				
Handicare Eligo 2				
Handicare Zenith 4000R				
Huka Skwirrel 2				
Huka Skwirrel 2 - Simba seat				
Invacare Typhoon 2		#501798		
Medema Minicrosser 1103 Jazzy				
Medema MC 1170 2				
Medema 1121 Jazzy	✓			
Meyra i-Chair Mc3		#503213	Meyra#1079817	
Roltec Boa		#502046		
Sunrise Medical QUICKIE Jive F		#501578		
Sunrise Medical QUICKIE Jive M		#501570		
Sunrise Medical QUICKIE Jive R		#501578		
Sunrise Medical QUICKIE Jive R2		#501756		
Sunrise Medical QUICKIE Puma 40 FWD - SedeoPro + seating system				
Sunrise Medical QUICKIE Puma 40 RWD - SedeoPro + seating system				
Sunrise Medical QUICKIE Salsa M		#500790		
Sunrise Medical QUICKIE Salsa R		#500769		
Sunrise Medical You-Q Luca FWD Qlass seat package				
Sunrise Medical You-Q Luca RWD				
Sunrise Medical You-Q Samm MWD				
Vela Blues 1100 FWD				
Vela Blues 1100 RWD				
Wolturnus Rex				